

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cntn4 Para Wb Y Elisa - Q8Iwv2

Número de artículo: CM0014056

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo CNTN4 validado para WB y ELISA. Dirigido a la Contactina-4 humana (BIG-2), una molécula de adhesión celular neural involucrada en el crecimiento de neuritas y la sinaptogénesis. Ideal para investigación en neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CNTN4
Observaciones/Alias	AXCAM; BIG-2; CNTN4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	152330
GeneID	152330
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 448-697 de la CNTN4 humana (NP_001193885.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8Iwv2
Peso Proteico	113kDa
Envío	Bolsa de hielo