


Anticuerpo Policlonico De Conejo Contra El Factor Iii De Coagulación/Factor Tisular Para Wb, If/Icc, Elisa - P13726

Número de artículo: CM0018174



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra el Factor III de Coagulación/Factor Tisular humano (CD142, TF). Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta niveles endógenos en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para investigación en hemostasis y trombosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra el Factor III de Coagulación/Factor Tisular
Notas/Alias	TF; TFA; CD142; Factor III de Coagulación/Factor Tisular
Especie	Humano
ID del Gen	2152
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-251 del Factor III de Coagulación/Factor Tisular humano (NP_001984.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13726
Peso Molecular	33kDa
Envío	Bolsa de hielo