

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Factor X De Coagulación (F10) Para Wb, If/Icc, Elisa - P00742

Número de artículo: CM0015514



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el factor X de coagulación humano (F10). Validado para WB, IF/ICC y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para investigación en hemostasia, trombosis e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	F10 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FX; FXA; F10
Especie	Humano
GenelD (Humano)	2159
GenelD	2159
Inmunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 235-488 del F10 humano (NP_000495.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P00742
Peso Molecular de la Proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo