


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Coch Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43405

Número de artículo: CM0030670



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la cochlina humana (COCH/COCH5B2), validado para IHC-P, IF/ICC y ELISA. Expresado en el oído interno, la cochlina regula la forma y la motilidad celular. Ideal para investigación en audición.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | COCH Rabbit pAb                                                                                                                     |
| Observaciones/Alias | DFNA9; COCH5B2; DFNB110; COCH-5B2; COCH                                                                                             |
| Especie             | Humano                                                                                                                              |
| ID del gen (humano) | 1690                                                                                                                                |
| ID del gen          | 1690                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-260 de COCH humano (NP_001128530.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                            |
| Aplicación          | IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                |
| Reactividad cruzada | Humano                                                                                                                              |
| SWISS               | O43405                                                                                                                              |
| Peso de la proteína | 59kDa                                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                      |