

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cofilina Para Wb, Elisa - P23528

Número de artículo: CM0008660



Introducción

El anticuerpo monoclonal de conejo anti-Cofilina de CamelBio se dirige a la Cofilina-1 humana (P23528) con reactividad cruzada a ratón y rata. Validado para WB y ELISA, ayuda en el estudio de la dinámica de la actina, la migración celular y el desarrollo embrionario.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Anti-Cofilina
Observaciones/Alias	CFL; cofilina; HEL-S-15; Cofilina
Especie	Humano
ID del Gen	1072 (Humano)
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la Cofilina humana (P23528)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23528
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo