

Anticuerpo Policlonal Anti-Cog1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wtw3

Número de artículo: CM0022327

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra COG1 humano, una subunidad del complejo de Golgi oligomérico conservado. Adecuado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la función de Golgi y CDG2G.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	COG1 pAb de Conejo
Observaciones/Alíase	LDLB; CDG2G; COG1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9382
ID de Gen	9382
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 835-935 del COG1 humano (NP_061184.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WTW3
Peso Proteico	109kDa
Envío	Bolsa de hielo