

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cog2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14746

Número de artículo: CM0027737

Introducción

CamelBio ofrece un anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra COG2 (Q14746), una subunidad del complejo de Golgi oligomérico conservado esencial para la morfología y función del aparato de Golgi. Validado para WB, IHC-P y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para la investigación del tráfico de Golgi y los trastornos congénitos de la glicosilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	COG2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	LDLC; CDG2Q; COG2
Especie	Humano
GenelD (Humano)	22796
GenelD	22796
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 del COG2 humano (NP_031383.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14746
Peso Proteico	83kDa
Envío	Bolsa de hielo