

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cog6 Para Wb, Elisa - Q9Y2V7

Número de artículo: CM0015469

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra COG6 humano (SWISS Q9Y2V7), validado para Western blot y ELISA. Ideal para investigación del aparato de Golgi y estudios de trastornos congénitos de glicosilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo COG6
Observaciones/Alias	COD2; SHNS; CDG2L; COG6
Especie	Humano
GenelD (humano)	57511
GenelD	57511
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 508-657 de COG6 humano (NP_065802.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y2V7
Peso Proteico	73kDa
Envío	Bolsa de hielo