

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cog7 Para If/Icc, Elisa - P83436

Número de artículo: CM0028603

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra COG7 humano, validado para IF/ICC y ELISA. Adecuado para estudios de función del Golgi y transporte de proteínas. Reconoce COG7 humano (P83436).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	COG7 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CDG2E; COG7
Especie	Humano
GenelD (humano)	91949
GenelD	91949
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 511-770 de COG7 humano (NP_705831.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P83436
Peso Proteico	86kDa
Envío	Bolsa de hielo