

Anticuerpo Policlonal Anti-Coilin Para Wb, Ip, Elisa - P38432

Número de artículo: CM0029420

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Coilin humana (p80-coilin) para Western blot, inmunoprecipitación y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de la dinámica de los cuerpos de Cajal y el ensamblaje de snRNP.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Coilin Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CLN80; p80-coilin; Coilin
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8161
GeneID	8161
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 297-576 de la Coilin humana (NP_004636.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P38432
Peso Proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo