

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Coilin Para Wb, Elisa - P38432

Número de artículo: CM0011882

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante contra Coilin humana (p80-coilin), validado para WB y ELISA. Detecta Coilin en los cuerpos de Cajal; reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para la investigación de la biogénesis de snRNP.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Coilin Conejo mAb
Observaciones/Alias	CLN80; p80-coilin; Coilin
Especie	Humana
GeneID (Humano)	8161
GeneID	8161
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de Coilin humana (P38432).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P38432
Peso Proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo