


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Col10A1 (Cadena Alfa-1 De Colágeno Tipo X) Para Wb, Elisa - Q03692

Número de artículo: CM0022846



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra COL10A1 humano (cadena alfa-1 de colágeno tipo X), adecuado para WB y ELISA. Útil para la investigación sobre mineralización del cartílago, osificación endocondral y trastornos del crecimiento óseo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	COL10A1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	COL10A1; cadena alfa-1 de colágeno tipo X
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1300
GeneID	1300
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q03692
Peso proteico	66kDa
Envío	Bolsa de hielo