

## Anticuerpo Policlonal Anti-Col11A1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P12107

Número de artículo: CM0013792

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra COL11A1 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Adecuado para estudiar la matriz extracelular del cartílago y la fibrillogénesis del colágeno.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | COL11A1 Conejo pAb                                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | STL2, COLL6, CO11A1, DFNA37, COL11A1                                                                                                 |
| Especie             | Humano                                                                                                                               |
| GenelD (Humano)     | 1301                                                                                                                                 |
| GenelD              | 1301                                                                                                                                 |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 260-430 de COL11A1 humano (NP_542196.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                             |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                     |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                  |
| SWISS               | P12107                                                                                                                               |
| Peso Proteico       | 181kDa                                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                       |