

Anticuerpo Policlonal Anti-Col11A2 Para Wb, Elisa - P13942

Número de artículo: CM0013643

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra COL11A2 validado para WB y ELISA. Se dirige a la cadena alfa-2(XI) del colágeno humano (172 kDa), involucrada en la fibrillogénesis. Útil para investigación en MEC, estudios de pérdida auditiva y desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	COL11A2 Rabbit pAb
Notas / Alias	HKE5, PARP, STL3, FBCG2, DFNA13, DFN853, OSMEDA, OSMEDB, COL11A2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1302
ID del gen	1302
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 210-380 de COL11A2 humano (NP_542411.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P13942
Peso de la proteína	172kDa
Envío	Bolsa de hielo