


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Col2A1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P02458

Número de artículo: CM0009194



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo COL2A1 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con COL2A1 humano; esencial para la investigación del cartílago y estudios del desarrollo esquelético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo COL2A1
Observaciones/Alias	AOM; ACG2; ANFH; LCPD; SEDC; STL1; VPED; ANFH1; EDMMD; OSCDP; PLSDT; SEDSTN; SMDALG; COL11A3; SEMDSTWK
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1280
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1242-1487 de COL2A1 humano (NP_001835.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P02458
Peso Proteico	30 kDa/134 kDa/142 kDa
Envío	Bolsa de hielo