


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Col2A1 Para Wb, Elisa - P28481

Número de artículo: CM0026642



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra COL2A1, específico para tejidos cartilagosos. Validado para WB y ELISA, reacciona con ratón y rata. Ideal para investigación de desarrollo esquelético y cartílago.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	COL2A1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Dmm; Lpk; Col2; Del1; Col2a; Col2a-1; M100413; Rgsc413; Rgsc856
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	1280
GeneID	12824
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P28481
Peso de la Proteína	132-142 kDa
Envío	Bolsa de hielo