


Anticuerpo Policlonal Anti-Col4A2 Para Wb, Elisa - P08572

Número de artículo: CM0028943



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la cadena alfa-2(IV) de colágeno humano (COL4A2). Validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Útil para estudios de membrana basal, angiogénesis y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	COL4A2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ICH; BSVD2; POREN2; COL4A2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1284
ID de Gen	1284
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1486-1712 del COL4A2 humano (NP_001837.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08572
Peso Proteico	168kDa
Envío	Bolsa de hielo