


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Col4A3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q01955

Número de artículo: CM0021639



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-COL4A3 validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Se dirige a la cadena alfa-3(IV) del colágeno, una proteína clave de la membrana basal implicada en la filtración glomerular y en la investigación de la angiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra COL4A3
Observaciones/alias	ATS2; ATS3; BFH2; COL4A3
Especie	Humano
GeneID (humano)	1285
GeneID	1285
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1555-1669 de COL4A3 humano (NP_000082.2)
Fuente	□
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q01955
Peso molecular	162 kDa
Envío	Bolsa de hielo