


Anticuerpo Policlonal Anti-Col4A4 Para Wb Y Elisa - P53420

Número de artículo: CM0022788



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la cadena alfa-4(IV) del colágeno humano (COL4A4), adecuado para WB y ELISA. Ideal para el estudio de la biología de la membrana basal, el síndrome de Alport y la función glomerular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	COL4A4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BFH; ATS2; BFH1; CA44; COL4A4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1286
GeneID	1286
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1573-1690 de la COL4A4 humana. (NP_000083.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P53420
Peso Proteico	164kDa
Envío	Bolsa de hielo