


Anticuerpo Policlonal Anti-Col4A5 Para Wb, If/Icc, Elisa - P29400

Número de artículo: CM0028969



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la cadena alfa-5 del colágeno tipo IV humano, validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Ideal para investigar la biología de la membrana basal glomerular y el síndrome de Alport.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	COL4A5 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ATS, ASLN, ATS1, CA54, COL4A5
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1287
ID del Gen	1287
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1462-1691 de COL4A5 humano (NP_203699.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P29400
Peso Proteico	161kDa
Envío	Bolsa de hielo