

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Col5A1 Para Wb Y Elisa - P20908

Número de artículo: CM0018702



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra COL5A1 humano (cadena alfa-1(V) de colágeno), validado para WB y ELISA. Detecta COL5A1 humano y de ratón. Adecuado para investigación de matriz extracelular y estudios de colágeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	COL5A1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	EDSC; FMDMF; EDSCL1; COL5A1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1289
GeneID	1289
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-400 de COL5A1 humano (NP_000084.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P20908
Peso molecular de la proteína	184kDa
Envío	Bolsa de hielo