

Anticuerpo Policlonal Anti-Col6A2 Para Wb, Elisa - P12110

Número de artículo: CM0024702



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a COL6A2 humano. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Ideal para investigación de matriz extracelular y colágeno VI. SWISS: P12110.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	COL6A2 Rabbit pAb
Notas/Alias	UCMD1; BTHLM1; PP3610; COL6A2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1292
GeneID	1292
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 720-1019 de COL6A2 humano (NP_001840.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P12110
Peso Proteico	109kDa
Envío	Bolsa de hielo