

Anticuerpo Policlonal Anti-Colec12 Para Wb, Elisa - Q5Ku26

Número de artículo: CM0013737



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra COLEC12, adecuado para Western blot y ELISA. Reacciona con COLEC12 humano y de ratón (CLP1, NSR2, SRCL, SCARA4, COLEC12). Útil para estudiar las funciones de los receptores depuradores en la defensa del huésped y la captación de oxLDL.

[Aprende más](#)

Parámetros	Detalles
Nombre del producto	pAb de conejo contra COLEC12
Alias	CLP1, NSR2, SRCL, SCARA4, COLEC12
Especie	Humano
ID del gen (humano)	81035
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-270 de COLEC12 humano (NP_569057.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q5KU26
Peso de la proteína	82 kDa
Envío	Bolsa de hielo