

Anticuerpo Policlonico Anti-Colgalt2 Para Wb, Elisa - Q8Iyk4

Número de artículo: CM0014035

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido contra la procollagen galactosiltransferasa 2 (COLGALT2). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada entre humano y ratón. Ideal para estudios de glicosilación de colágeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	COLGALT2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	C1orf17; GLT25D2; ColGalT 2; COLGALT2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	23127
ID del Gen	23127
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-230 de COLGALT2 humano (NP_055916.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8IYK4
Peso Molecular	73kDa
Envío	Bolsa de hielo