

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cadena Alfa-1(Xvi) De Colágeno (Col16A1) Para Wb Y Elisa - Q07092

Número de artículo: CM0021968

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo COL16A1 validado para WB y ELISA. Detecta la cadena alfa-1(XVI) de colágeno humana, de ratón y de rata, una proteína secretada de la matriz extracelular implicada en la adhesión celular y la señalización de integrinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	COL16A1 pAb de Conejo
Observaciones/Alías	447AA; FP1572; COL16A1
Especie	Humano
GeneID	1307
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1000-1100 del COL16A1 humano (NP_001847.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q07092
Peso Proteico	158kDa
Envío	Bolsa de hielo