

Anticuerpo Policlonal Anti-Colágeno I/Col1A1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02452

Número de artículo: CM0019670



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el colágeno I/COL1A1, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en hueso, tendones y tejido conectivo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo contra colágeno I/COL1A1
Observaciones/Alias	OI1; OI2; OI3; OI4; EDSC; CAFYD; EDSARTH1; Colágeno I/COL1A1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	1277
ID de gen	1277
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1120-1218 del colágeno I/COL1A1 humano (NP_000079.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02452
Peso de la proteína	139 kDa
Envío	Bolsa de hielo