

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Colágeno I/Col1A1 Para Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P02452

Número de artículo: CM0008402



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra el Colágeno I/COL1A1, adecuado para aplicaciones de WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en biología de la matriz extracelular y ósea.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Colágeno I/COL1A1
Observaciones/Alias	OI1; OI2; OI3; OI4; EDSC; CAFYD; EDSARTH1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1277
ID del Gen	1277
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02452
Peso Molecular de la Proteína	139kDa
Envío	Bolsa de hielo