

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Colágeno I/Col1A1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P02452

Número de artículo: CM0018116



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el colágeno I/COL1A1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA en tejidos y células humanas, de ratón y de rata. Adecuado para estudios de matriz extracelular, hueso y tejido conjuntivo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra colágeno I/COL1A1
Observaciones/Alias	OI1; OI2; OI3; OI4; EDSC; CAFYD; EDSARTH1; Colágeno I/COL1A1
Especie	Humana
ID del gen (humano)	1277
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1151-1250 del colágeno I/COL1A1 humano (NP_000079.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	P02452
Peso de la proteína	139 kDa
Envío	Bolsa de hielo