

Anti-Colágeno I/Col1A1 Polymab® De Conejo Para Wb - P02452

Número de artículo: CM0006868



Introducción

PolymAb® de conejo contra Colágeno I/COL1A1 para aplicaciones WB, IHC-P e IF. Detecta colágeno de tipo I humano, de ratón y de rata con un peso molecular de 139 kDa. Ideal para estudios de matriz extracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Colágeno I/COL1A1 PolymAb® de Conejo
Observaciones/Alias	OI1; OI2; OI3; OI4; EDSC; CAFYD; EDSARTH1
Especie	Humano
GeneID (humano)	1277
GeneID	1277
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1150-1250 del Colágeno I/COL1A1 humano (NP_000079.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02452
Peso proteico	139 kDa
Envío	Bolsa de hielo