

Anticuerpo Monoclonal Anti-Colágeno I/Col1A2 Para Wb, Elisa - P08123

Número de artículo: CM0002420



Introducción

mAb de conejo contra Colágeno I/COL1A2 para aplicaciones WB y ELISA. Validado en humano, ratón y rata. Peso molecular objetivo de 129 kDa. Ideal para investigación en matriz extracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Colágeno I/COL1A2
Notas / Alias	OI4; EDSCV; EDSARTH2; Colágeno I/COL1A2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1278
GeneID	1278
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 500-600 del Colágeno I/COL1A2 humano (NP_000080.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08123
Peso molecular de la proteína	129kDa
Envío	Bolsa de hielo