

Anticuerpo Policlonal Anti-Colágeno I/Col1A2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P08123

Número de artículo: CM0021019



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido al Colágeno I/COL1A2 humano, apto para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Valioso para la investigación de matriz extracelular, hueso y tejido conectivo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Colágeno I/COL1A2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	OI4; EDSCV; EDSARTH2; Colágeno I/COL1A2
Especie	Humano
GeneID	1278 (Humano)
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1161-1260 del Colágeno I/COL1A2 humano (NP_000080.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08123
Peso proteico	129kDa
Envío	Bolsa de hielo