


Anticuerpo Policlonal Anti-Colágeno II Para Wb, Elisa - P02458

Número de artículo: CM0023105



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra el colágeno II humano (COL2A1). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios sobre el desarrollo del cartílago y la biología esquelética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra el colágeno II
Observaciones/Alias	AOM; ANFH; SEDC; STL1; COL11A3; Colágeno II
Especie	Humana
ID del gen (humano)	1280
ID del gen	1280
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-200 del colágeno II humano (NP_001835.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P02458
Peso de la proteína	142 kDa
Envío	Bolsa de hielo