

Anticuerpo Policlonal Anti-Colágeno Iii Alfa 1/Col3A1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P02461

Número de artículo: CM0024992



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el Colágeno III alfa 1 (COL3A1) humano. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para investigación de matriz extracelular y tejido conectivo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Colágeno III alfa 1/COL3A1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	EDS4A; EDSVASC; PMGEDSV; Colágeno III alfa 1/COL3A1
Especie	Humano
GeneID (humano)	1281
GeneID	1281
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1201-1301 del Colágeno III alfa 1/COL3A1 humano (NP_000081.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02461
Peso Molecular	139 kDa
Envío	Bolsa de hielo