

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Colágeno Iii Alfa 1/Col3A1 Para Wb, Ip, Elisa - P02461

Número de artículo: CM0003307



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra Colágeno III alfa 1/COL3A1 (P02461). Validado para western blot, inmunoprecipitación y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Una herramienta confiable para la investigación de la matriz extracelular y el tejido conectivo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Colágeno III alfa 1/COL3A1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	EDS4A; EDSVASC; PMGEDSV; Colágeno III alfa 1/COL3A1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1281
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 150-400 del Colágeno III alfa 1/COL3A1 humano (P02461)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02461
Peso Proteico	139kDa
Envío	Bolsa de hielo