


Anticuerpo Monoclonal Anti-Colágeno Iv Para Wb, Db, Elisa - P53420 / Q14031 / P08572 / P02462

Número de artículo: CM0006635



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Colágeno IV validado para Western blot, dot blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Útil para investigación de membrana basal y enfermedades glomerulares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Colágeno IV mAb de conejo
Observaciones/Alias	BFH; ATS2; BFH1; CA44; Colágeno IV
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1286/1288/1284/1282
ID del gen	1286/1288/1284/1282
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1573-1690 de COL4A4 humana (NP_000083.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, DB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P53420/Q14031/P08572/P02462
Peso de la proteína	164 kDa
Envío	Bolsa de hielo