


Anticuerpo Policlonal Anti-Colágeno VI/Col6A1 Para Wb, Elisa - P12109

Número de artículo: CM0028234



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el Colágeno VI/COL6A1 humano, validado para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudios de matriz extracelular, adhesión celular e investigación de distrofia muscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Colágeno VI/COL6A1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	OPLL; BTHLM1; UCHMD1; Colágeno VI/COL6A1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1291
GeneID	1291
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-250 del Colágeno VI/COL6A1 humano (NP_001839.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P12109
Peso Proteico	109kDa
Envío	Bolsa de hielo