


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Colágeno X/Col10A1 Para Wb, Elisa - Q03692

Número de artículo: CM0002802



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido al Colágeno X/COL10A1 humano para aplicaciones de WB y ELISA. Validado en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la mineralización del cartílago y los trastornos esqueléticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de Conejo Colágeno X/COL10A1
Observaciones/Alias	COL10A1; cadena alfa-1(X) de colágeno; Colágeno X/COL10A1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	1300
ID de gen	1300
Inmunógeno	Péptido Sintético - Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 500-600 del Colágeno X/COL10A1 humano (Q03692).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q03692
Peso proteico	66kDa
Envío	Bolsa de hielo