

Anti-Colágeno Xvii/Col17A1 Mab De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Umd9

Número de artículo: CM0004736



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra el Colágeno XVII humano (COL17A1, BP180). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Ideal para investigación sobre hemidesmosomas, membrana basal y pénfigo ampolloso.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Colágeno XVII/COL17A1
Abreviaturas/Alias	ERED; JEB4; BP180; BPA-2; BPAG2; LAD-1; BA16H23.2; Colágeno XVII/COL17A1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1308
ID del gen	1308
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1300-1400 del Colágeno XVII/COL17A1 humano (Q9UMD9).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9UMD9
Peso de la proteína	150 kDa
Envío	Bolsa de hielo