


Anticuerpo Policlonal Anti-Commd1 Para If/Icc, Elisa - Q8N668

Número de artículo: CM0027054



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra COMMD1 (MURR1) para IF/ICC y ELISA. Detecta COMMD1 humano, de ratón y de rata (21kDa). Adecuado para estudios de reciclaje endosomal, NF-kB y homeostasis del cobre.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	COMMD1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	MURR1; C2orf5; COMMD1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	150684
GeneID	150684
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-190 de COMMD1 humano (NP_689729.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N668
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo