


Anticuerpo Policlonal Anti-Commd5 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Gzq3

Número de artículo: CM0020956



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra COMMD5 (HCARG), validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón, rata. Se dirige a una proteína de andamiaje involucrada en el reciclaje endosomal y la regulación de la proliferación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	COMMD5 Conejo pAb
Observaciones/Alias	HCARG; HT002; COMMD5
Especie	Humano
ID de Gen	28991
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-224 del COMMD5 humano (NP_054785.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9GZQ3
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo