


Anticuerpo Policlonal Anti-Comp Para Wb, If-P, Elisa - P49747

Número de artículo: CM0029287



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína COMP humana (Proteína Matricial Oligomérica de Cartílago), validado para WB, IF-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Se usa en investigación sobre MEC de cartílago y osteoartritis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	COMP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MED; CTS2; EDM1; EPD1; TSP5; PSACH; THBS5; TSP-5; COMP
Especie	Humana
GeneID (Humano)	1311
GeneID	1311
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-160 de la COMP humana (NP_000086.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49747
Peso Molecular	83 kDa
Envío	Bolsa de hielo