


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Comp Para Wb, Elisa - P49747

Número de artículo: CM0003526



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Proteína Oligomérica de Matriz Cartilaginosa humana (COMP, TSP5). Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de cartílago y MEC.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	COMP Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MED; CTS2; EDM1; EPD1; TSP5; PSACH; THBS5; TSP-5; COMP
Especie	Humano
GeneID (humano)	1311
GeneID	1311
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 del COMP humano (NP_000086.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P49747
Peso Proteico	83 kDa
Envío	Bolsa de hielo