

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Complemento C2 Para Wb Y Elisa - P06681

Número de artículo: CM0017903



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido al Complemento C2 humano, adecuado para Western blot y ELISA. Permite el estudio de la activación del complemento, la defensa inmunitaria y la degeneración macular asociada a la edad. Reacciona de forma cruzada con C2 humano (83 kDa).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	C2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CO2; ARMD14; C2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	717
GeneID	717
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 453-752 del C2 humano (NP_000054.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P06681
Peso Proteico	83kDa
Envío	Bolsa de hielo