


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Complemento C4A Para Wb, If-P, Elisa - P0C0L4

Número de artículo: CM0010197



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra el Complemento C4A humano (SWISS: P0C0L4). Validado para aplicaciones de Western blot, inmunofluorescencia (IF-P) y ELISA. Ideal para estudiar la vía clásica del complemento y la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Complemento C4A mAb de conejo
Observaciones/Alias	C4; RG; C4S; CO4; C4A2; C4A3; C4A4; C4A6; C4AD; CPAMD2; Complemento C4A
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	720
ID de gen	720
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 940-1237 del Complemento C4A humano (P0C0L4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P0C0L4
Peso proteico	193kDa
Envío	Bolsa de hielo