

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra El Factor B Del Complemento (Cfb) Para Wb, Elisa - P00751

Número de artículo: CM0017240



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra el factor B del complemento humano (CFB), adecuado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la vía del complemento y el desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Factor B del complemento (CFB), pAb de conejo
Observaciones/Sinónimos	BF; FB; BFD; GBG; CFAB; CFBD; PBF2; AHUS4; FBI12; H2-Bf; ARMD14; Factor B del complemento (CFB)
Especie	Humana
GeneID (humano)	629
GeneID	629
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 80-420 del factor B del complemento humano (CFB) (NP_001701.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	P00751
Peso de la proteína	86 kDa
Envío	Bolsa de hielo