

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra El Factor B Del Complemento (Cfb) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00751

Número de artículo: CM0020126



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el Factor B del Complemento humano (CFB), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de la activación de la vía alternativa del complemento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Factor B del Complemento (CFB) pAb de conejo
Observaciones/Alias	BF; FB; BFD; GBG; CFAB; CFBF; PBF2; AHUS4; FBI12; H2-Bf; ARMD14; Complement factor B (CFB)
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	629
ID del gen	629
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00751
Peso de la proteína	86kDa
Envío	Bolsa de hielo