

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Factor D Del Complemento Para Wb, Elisa - P00746

Número de artículo: CM0007445



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano Factor D del Complemento (Adipsina) de alta calidad, validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Se dirige a la serina proteasa secretada con un peso proteico de 27kDa. Ideal para la investigación de la vía alternativa del complemento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo contra el Factor D del Complemento
Observaciones/Alias	DF; ADN; PFD; ADIPSIN; Factor D del Complemento
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1675
GeneID	1675
Inmunógeno	Proteína recombinante del Factor D del Complemento humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P00746
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo