

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Factor D Del Complemento Para Wb, Elisa - P00746

Número de artículo: CM0023486



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el factor D del complemento humano (Adipsina/CFD). Validado para WB y ELISA, adecuado para el estudio de la vía alternativa del complemento, la inmunidad innata y las enfermedades inflamatorias. Serina proteasa secretada de 27 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-factor D del complemento
Observaciones/Alias	DF; ADN; PFD; ADIPSIN; Factor D del complemento
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1675
GeneID	1675
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-253 del factor D del complemento humano (NP_001919.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P00746
Peso de la proteína	27 kDa
Envío	Bolsa de hielo