

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Factor H Del Complemento Para Wb, Elisa - P08603

Número de artículo: CM0009954



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra el factor H del complemento humano (CFH), validado para WB y ELISA. Peso molecular de 139 kDa. Ideal para estudiar la regulación del complemento, la inmunidad innata y enfermedades relacionadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra el factor H del complemento
Observaciones/Alias	FH; HF; HF1; HF2; HUS; FHL1; AHUS1; AMBP1; ARMD4; ARMS1; CFHL3; Factor H del complemento
Especie	Humana
ID del gen (humano)	3075
ID del gen	3075
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 del factor H del complemento humano (P08603).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P08603
Peso de la proteína	139 kDa
Envío	Bolsa de hielo