

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Factor H Del Complemento Para Wb - P08603

Número de artículo: CM0017931



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el factor H del complemento, un inhibidor soluble clave de la vía alternativa del complemento. Validado para WB, IF/ICC, IF-P y ELISA en humanos, ratones y ratas. Peso molecular previsto de 139 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo contra el factor H del complemento
Observaciones/alias	FH; HF; HF1; HF2; HUS; FHL1; AHUS1; AMBP1; ARMD4; ARMS1; CFHL3; factor H del complemento
Especie	Humano
ID del gen (humano)	3075
ID del gen	3075
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 del factor H del complemento humano (NP_004485.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P08603
Peso de la proteína	139 kDa
Envío	Bolsita de hielo